

# تحلیل هوشمند تصاویر پزشکی


## تمرین سوم، بخش دوم، گزارش بخش عملی

جواد راضی (۴۰۱۲۰۴۳۵۴)

- پایپ لاین اصلاح شده با عنوان **FixedPipeline** اکسپورت گردیده و به همراه پایپ لاین اوريجینال ضمیمه تمرین شده‌اند.
- فایل پروژه نیز همراه تمرین آپلود شده.
- تمام خروجی‌های هر استیج پایپ لاین، در دایرکتوری **pipeline\_outputs** ذخیره شده‌اند.


(۱)

لود پایپ لاین:



(۲)

لود تصاویر:



(۳)

این قسمت خواسته‌ای ندارد.

(۴)

تعیین نام هر تصویر:

Assign a name to Images matching rules

Process as 3D? ☐ Yes ☒ No

Match Any of the following rules

Select the rule criteria File Does Start with 6-1

Name to assign these images OrigColor

Select the image type Color image

Set intensity range from Image metadata

Duplicate this image

---

Match Any of the following rules

Select the rule criteria File Does Contain PlateTemplate

Name to assign these images PlateTemplate

Select the image type Binary mask

Duplicate this image

Remove this image


|   | Update | OrigColor | PlateTemplate     |
|---|--------|-----------|-------------------|
| 1 |        | 6-1.jpg   | PlateTemplate.png |

(۵)

این قسمت خواسته‌ای ندارد.


(۶)

جدا کردن کانال‌های تصویر: برای اینکار از منوی **edit** گزینه **Add Module** را انتخاب کرده و ماژول خواسته شده را اضافه می‌کنیم.




(۷)


یک نمونه از پیکربندی ماژول:




تصویر خروجی پس از ماژول مربوط به نور آبی:



ماژول نور سبز:





(۸

پیکربندی ماژول:

Select the input image  (from ColorToGray #05)

Name the output image

Select the illumination function  (from CorrectIlluminationCalculate #06)

Select how the illumination function is applied

---

Select the input image  (from ColorToGray #05)

Name the output image

Select the illumination function  (from CorrectIlluminationCalculate #07)

Select how the illumination function is applied

---

Select the input image  (from ColorToGray #05)

Name the output image

Select the illumination function  (from CorrectIlluminationCalculate #08)

Select how the illumination function is applied


---

Set output image values less than 0 equal to 0? ☒ Yes ☐ No

Set output image values greater than 1 equal to 1? ☒ Yes ☐ No


تصویر خروجی:






|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Operation                         | Add                                  |
| Name the output image             | CombinedImage                        |
| Image or measurement?             | Image                                |
| Select the first image            | CorrBlue (from CorrectIlluminationA  |
| Multiply the first image by       | 1.0                                  |
| Image or measurement?             | Image                                |
| Select the second image           | CorrGreen (from CorrectIlluminationA |
| Multiply the second image by      | 1.0                                  |
| <a href="#">Add another image</a> |                                      |
| Raise the power of the result by  | 1.0                                  |
| Multiply the result by            | 0.5                                  |
| Add to result                     | 0.0                                  |


تصویر خروجی:




(۱۰)

پیکربندی:


Select the alignment method  

Crop mode  

Select the first input image   (from NamesAndTypes)


Name the first output image

---

Select the second input image   (from CorrectIllumination)


Name the second output image

---


Select the additional image   (from ImageMath #10)

Name the output image

---

Select how the alignment is to be applied  

تصویر خروجی:



(۱۱)

نمونه پیکربندی:

Select the input image  (from Align #11)

Name the output image


---

Use objects or an image as a mask?


Select image for mask  (from NamesAndTypes)

Invert the mask? ☐ Yes ☒ No

خروجی برای RedPlate:



خروجی برای CombinedPlate:




(۱۲)

پیکربندی:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Operation                             | Subtract  |
| Name the output image                 | SubtractedRed   |
| Image or measurement?                 | Image   |
| Select the first image                | AlignedRed (from Align #11)                                   |
| Multiply the first image by           | 1.0   |
| Image or measurement?                 | Image   |
| Select the second image               | AlignedCombined (from Align #11)                              |
| Multiply the second image by          | 1.0   |
| <a href="#">Add another image</a>     |   |
| Raise the power of the result by      | 1.0   |
| Multiply the result by                | 1.0   |
| Add to result                         | 0.0   |
| Set values less than 0 equal to 0?    | <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| Set values greater than 1 equal to 1? | <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| Replace invalid values with 0?        | <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |
| Ignore the image masks?               | <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No |


تصویر خروجی:





(۱۳)

تصویر خروجی:



دو فایل **csv** نیز به همراه تصاویر، در دایرکتوری `./pipeline_outputs` ذخیره شدند.